


包埋カセットに貼り付け可能な特殊ラベル

エタノール/キシレン/パラフィンへの耐久性を向上 包埋カセット用ラベル発行キット


好評発売中



ラベルプリンター



ラベル印字ソフト



ラベル・リボン

包埋処理のお悩みを解決します

鉛筆やマジックで書いても消えてしまう

ラベルを貼っても剥がれ落ちる

書き込むスペースが少ない



生検時の検体識別管理に支障を来す

包埋処理で使用する、エタノールやキシレン、パラフィンなどの薬品は、インクや接着剤を溶融・分解するためです。

解決策!

耐溶剤ラベルと
超強粘着ラベルをご用意しました



使用薬剤の成分により適正が異なりますので
2つのタイプをお試しください。

ご導入のステップ

状況確認

現地にて、現在の運用方法や問題点、ご希望をお伺いします。

サンプル提供

ご希望の印字内容で2種類(耐溶剤、超強粘着)のサンプルラベルを作成し、ご提供いたします。

実環境テスト

実際の設備を使って、1ヶ月程度耐久テストを行っていただきます。

ご評価

2種類のラベルのテスト結果をご評価いただき、採用をご検討いただきます。

ご導入運用

ラベルプリンター、包埋カセット用ラベル、インクリボン、ラベル発行ソフトをご導入いただきます。

まずは下のご相談シートで営業窓口へご連絡ください

包埋カセット用ラベル発行キット ご相談シート

会社名・団体名	
部署名	
役職名	
ご担当者名	
住所	
電話番号 / FAX番号	
E-mailアドレス	
ご検討状況	<input type="checkbox"/> 導入したい <input type="checkbox"/> 詳しい話を聞きたい <input type="checkbox"/> 他社製品からの乗り換え
ご質問、ご要望、他	

営業窓口

東日本エリア

東京営業部 FAX 03-3668-0203

〒103-0024
東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
TEL 03-3668-0201

中日本エリア

中部営業所 FAX 0568-29-2146

〒480-0202
愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38
TEL 0568-29-2145

西日本エリア

本社営業部 FAX 075-221-5377

〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町214
野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F
TEL 075-757-8142

その他の医療分野向けソリューション

- 印字面を保護できるオーバーラミタプの試験管・アンプル用ラベル
 - バーコード印字対応のリストバンド
 - 滅菌消毒対応のスキャナー・リーダー
- ※その他、お気軽にお問合せください。

